


Tècnica d'implant de l'iStent



Dr. Amadeu Carceller

42 Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia

Novembre 2011


 Vall d'Hebron
Hospital




 QUIRÓN
GRUPO HOSPITALARIO

iStent: REQUISITS INSTRUMENTALS

- **Posicionament pacient-cirurgia:**
col.locació cirurgia temporal
+Microscopi inclinat + cap i ull inclinats




- **Lent de gonioscopia directa (tipus Swan-Jacobs, *Ocular Instruments*)**
- Incisió còrnia clara 2 mm
- Viscoelàstic
- I/A, simcoe, cànula d'irrigació




iStent: VIDEO TÈCNICA QUIRÚRGICA





iStent: VIDEO TÈCNICA QUIRÚRGICA



iStent: CONSELLS QUIRÚRGICS

1. **POSICIÓ.** Posicionar-se còmodament!
Ambdues mans ocupades en angle forçat.
2. **VISUALITZACIÓ.** (no hidrosutura!)
3. **Localització de l'SCHLEMM.** Descripció clara de l'anatomia de l'angle a la H^a clínica + aprofitar la presència de fluxe hemàtic retrògrad al canal
4. **Palpar** la malla trabecular. **Angular** per entrar. **Punxar-canalitzar.** Comprovar posició **traccionant** lleument. **Lliberar** és fàcil.
5. Encertar a la **PRIMERA!**